

# CLIMASAN PHARM



Disinfettante pronto all'uso per superfici e tessuti,  
filtri industriali - impianti di climatizzazione  
estiva-invernale



**Presidio Medico Chirurgico – Autorizzazione Ministeriale N° 21206**

**Contiene: Cloruro di didecildimetilammonio 0,1%; Propan-2-olo 48,5%**

## DESCRIZIONE:

Disinfettante ad ampio spettro pronto all'uso, senza risciacquo e rapida evaporazione. Con azione virucida (virus con involucro), battericida e lieviticida, idoneo in molteplici applicazioni in ambito home care, industrie alimentari, Ho.Re.Ca., settore ospedaliero, uffici e comunità, trasporti, automotive, caravan, imbarcazioni. In caso di superfici destinate ad entrare in contatto con cibo e bevande, sarà necessario provvedere ad un risciacquo con acqua potabile, dopo la disinfezione, prima dell'uso. Filtri UTA (Unità Trattamento Aria), impianti HVAC (Heating Ventilation Air Conditioned) e ovunque venga richiesto l'utilizzo del prodotto registrato. In ambito medico il prodotto è consigliato solamente per il trattamento di superfici non toccate frequentemente quali ad esempio pavimentazioni.

## MODO D'USO:

Prima del trattamento con Climasan Pharm è buona norma procedere sulle superfici sporche con un trattamento preliminare di pulizia accurata tramite aspirazione-detergenza. Erogare tramite apposito trigger direttamente sulle superfici da trattare una quantità sufficiente per fare agire il prodotto per 10 minuti. Per un'azione battericida e lieviticida sono sufficienti 5 minuti di tempo di contatto sulle superfici. La potente azione di Climasan Pharm grazie alla formulazione altamente concentrata ed efficace elimina ed impedisce la proliferazione dei microorganismi e degli odori, profumando gradevolmente. In caso di superfici destinate ad entrare in contatto con cibo o bevande, sarà necessario provvedere ad un risciacquo con acqua potabile dopo la disinfezione, prima dell'uso.

## DATI TECNICI:

Aspetto liquido	limpido trasparente
Essenza	mediterranea
pH	6,5 ± 0,5
Solubilità in acqua	completa
Densità relativa @ 20 °C	0,931 ± 0,005 g/ml
Stabilità a magazzino	24 mesi

## CONFEZIONI:

Codice articolo CLISANPHA0750, flaconi da 750 ml con spruzzatore in scatole da 12 pz.  
Codice articolo CLISANPHAK005, taniche da 5 Lt in scatole da 4 pz.

Data ultimo aggiornamento: 02.02.2023



PRODOTTI CHIMICI E TECNICI - CHEMICAL AND TECHNICAL PRODUCTS

FACOT CHEMICALS Srl - Via Crema 44, 26010 Capralba CR, Italy - Tel. +39 0373450642 - [info@facot.it](mailto:info@facot.it) - [www.facotchemicals.com](http://www.facotchemicals.com)



CHEMISTRY IN ACTION